

AQUA-PREP™ F

Fluoridated Rewetting & Desensitizing Agent

Återvätnings- och desensibiliseringsmedel för dentin/emalj

Allmänt

AQUA-PREP™ F är en vattenlösning av fluor och hydroxyetylmetakrylat. Ett återvätningsmedel som används före applikationen av ett total-ets adhesivsystem som t ex ALL-BOND 2®, ALL-BOND 3®, ACE ALL-BOND TE™, och ONE-STEP®. **AQUA-PREP™ F** löser problemet med hur våt tandytan skall vara inför bonding. Applikation av **AQUA-PREP F** ger en ideal fuktighet på ytan får våt binding till tandsubstans. Applikation av **AQUA-PREP™ F** ger ideal fuktighet på tandytan inför bonding

AQUA-PREP™ F appliceras i kaviteten efter syraetsning och torkas in lätt för att skapa korrekt nivå på fuktigheten i kaviteten. **AQUA-PREP™ F** används för förebygga postoperativ överkänslighet som kan uppkomma pga överdriven torkning eller felaktig vätning av dentinet.

Användningsområden:

De huvudsakliga användningsområdena för **AQUA-PREP™ F** är:

1. Återfuktning av dentin och emalj efter syraetsning och torkning av kavitetspreparationen.
2. Återfuktning av torkad hydrofil tandvävnad efter olika behandlingsåtgärder
3. Återfuktning av syraetsad och torkad emalj före fissurförsegling.
4. Desensibilisering

Bruksanvisning

1. Etsa dentin och emalj med 32%-37% fosforsyra, (t ex UNI-ETCH®). Spola bort gelen noggrant i 5 sekunder.
2. Torrblästra i 2-4 sekunder eller läska ytan med en skumpellet. En torr men inte uttorkad yta är att föredra innan man applicerar **AQUA-PREP F**. Dentinet skall se matt ut och emaljen skall ha ett kritaktigt utseende.
3. Lägg upp 2 droppar AQUA-PREP F i en uppläggningskopp. Applicera på dentin och emalj med en borste. Applicera inte med bomullspellet.
4. Låt **AQUA-PREP F** verka i 20 sekunder.
5. Torka försiktigt med luftbläster eller läska ytan med en skumpellet för att avlägsna överskott och tillse att det inte ansamlats i hörn och skrymslen (förhindra pooling). Den behandlade ytan skall ha ett glansigt utseende.
6. Applicera lämpligt adhesivsystem som t ex ALL-BOND 2®, ALL-BOND 3®, ACE ALL-BOND TE™ och ONE-STEP® i enlighet med tillverkarens instruktioner.

FÖRVARING

Förvara vid rumstemperatur ((20°C/68°F - 25°C/77°F).

GARANTIER

Bisco Inc. bekräftar skyldigheten att ersätta produkter som visats vara defekta. Bisco Inc. påtar sig inte skadeståndsskyldighet som hänförs till skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta som följd av användning eller felaktig användning av produkterna. Före användning åligger det användaren att bedöma lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. Användaren påtar sig därigenom all risk och skadeståndsskyldighet.

* AQUA-PREP and ALL-BOND TE är varumärken som tillhör BISCO, Inc.
ACE, ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ONE-STEP och UNI-ETCH är registrerade varumärken som tillhör BISCO, Inc

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
1-800-BIS-DENT
www.bisco.com

HULTÉN & Co AB
Limhamnsgårdens Allé 17
216 16 MALMÖ
040- 15 66 77
www.hulten.com

©HULTÉN & Co IN-0371R3 Rev. 6/11

CE0459

Bringing Science to the Art of Dentistry™