

CORE-FLO™ DC Lite

Lågvisköst Pelaruppbyggnadsmaterial

Så här enkelt är det att använda CoreFlo DC Lite!

(se vidare i bruksanvisningen för detaljanvisningar)

- (1) Applicera lämpligt adhesiv på tand och rotstift, kompatibelt med dualhärdande material, enl tillverkarens anvisningar (t ex Universal Primer).**
- (2) Tryck fram blandat Core-Flo DC Lite och inserera i kanalen. Sätt rotstiftet på plats.**
- (3) Fortsätt trycka fram CoreFlo DC runt stiftet och bygg upp pelaren till önskad höjd och form.**
- (4) Ljushärda i 40 sekunder.**
- (5) Fortskrid med slutlig preparation inför avtryckstagning.**

ALLMÄN INFORMATION

CORE-FLO DC Lite är en flytande dualhärdande, fluorinnehållande, radiopak pelaruppbyggnads-komposit. **CORE-FLO DC Lite** är speciellt avsedd för cementering av rotstift och pelaruppbyggnad i en enda enkel applikation. **CORE-FLO DC Lite** är även ett idealt dentinersättningsmaterial. **CORE-FLO DC Lite** finns i dualspruta med automixblandning. **CORE-FLO DC Lite** ligger i en dualspruta med automixblandning och finns i både färg Natur/A1 och Vitopak. **CORE-FLO DC Lite** är avsett att användas med ett adhesivsystem som är kompatibelt med dual-härdande material såsom samtliga BISCO:s adhesiver.

Användningsområden:

De huvudsakliga indikationsområdena för användning av **CORE-FLO DC Lite** är:

1. Material för pelaruppbyggnad
2. Cementering av pelare och stift
3. Dentinersättningsmaterial

Varningar:

- Kontamination med saliv, blod eller vatten ska undvikas vid hanteringen. När dentaladhesiver används orsakar kontamination en försämring av dentinbindningen och kan resultera i att ersättningsens hållbarhet försämras.
- Kofferdam rekommenderas vid alla indikationer där kontamination kan uppstå.

Observanda:

- Kors-kontamination: Produkt kan innehålla delar som är avsedda för engångsanvändning. Släng använda eller kontaminerade tillbehör. Rengör, desinficera eller återanvänd inte.

Försiktighetsmått:

- Undvik hudkontakt; opolymeriserade resiner kan orsaka hudsensibilisering hos känsliga individer. Vid kontakt, tvätta huden med tvål och vatten.
- För att förhindra polymerisation eller igensättning, bör använd blandningsspets på dualsprutan lämnas kvar tills nästa gång sprutan ska användas. Om använd intraoralt, rengör spetsen med desinfektionsmedel före förvaring.
- Till skillnad från samtliga BISCO:s adhesiver binder inte alla en-komponents totalets- eller självetsadhesiver till självhärdande eller dualhärdande material. Kontrollera därför tillverkarens anvisningar.
- Förhindra att pelaruppbyggnaden fäster mot avtrycksmaterialet eller det temporära kron- & bromaterialet genom att isolera den (det kan vara tillräckligt att fukta den).
- Om produkten kylförvaras låt den anta rumstemperatur innan den används.

TEKNISK INFORMATION

Vid rumstemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F):

Arbetstid:	Minimum 1 minut
Härddningstid:	Maximalt 7 minuter

Arbets- och härddningstid kan variera beroende på förvaringsförhållanden, temperatur fuktighetsgrad etc.

BRUKSANVISNING

BLANDNING AV PELARMATERIAL:

1. Avlägsna hättan på dualsprutan.
2. Tryck fram en mindre mängd material på ett blandningsblock för att eliminera ev luftbubblor i någon av dualsprutans kammare.
3. Montera en blandningsspets på dualsprutan genom att matcha skårorna. Vrid den bruna låsningsmekanismen medurs.
4. Genom att trycka på pistongen blandas och dispensereras **CORE-FLO DC Lite**.
(Se "TEKNISK INFORMATION" Arbets- och härddningstider)

1. PELARUPPBYGGNAD MED CORE-FLO DC Lite:

- (1) Isolera tanden med en kofferdam.
- (2) Applicera en adhesiv i enlighet med tillverkarens anvisningar; vi rekommenderar användningen av en BISCO-adhesiv.

- (3) a. Om ett matrisband används: Sätt ett matrisband på plats runt den preparerade tanden. Sätt den intraorala spetsens öppning direkt mot preparationen och tryck fram **CORE-FLO DC Lite**. Ljushärda i 40 sekunder.
- b. Om en pelaruppbyggnadsform används: Sätt blandningsspetsens öppning direkt inuti pelarformen och tryck fram **CORE-FLO DC Lite**. Sätt den fyllda formen på den preparerade tanden och håll den på plats, ljushärda i 40 sekunder.
- (4) Preparera och finishera pelaren på sedvanligt sätt med diamant- eller karbid-Borr.

2. ROTSTIFTCEMENTERING OCH PELARUPPBYGGNADSTEKNIK MED CORE-FLO DC Lite:

- (1) Avgränsa arbetsfältet runt tanden och preparera tanden i enlighet med rotstifttillverkarens anvisningar.
- (2) Applicera en adhesiv i enlighet med tillverkarens anvisningar; vi rekommenderar användningen av en BISCO-adhesiv. Innan ljushårdning, torka kanalen med papperspoints tills pointet förblir torrt och torka adhesiven försiktigt för att avlägsna lösningsmedel.

OBS: Steget med papperspoint är viktigt för att avlägsna kvarvarande ansamling av adhesiv för att tillse att stiftet kommer ordentligt på plats.

- (3) Täck stiftets yta med en adhesiv i enlighet med tillverkarens anvisningar. Detta ökar stiftets vätkbarhet.
- (4) Med en rotkanalblandningsspets injiceras **CORE-FLO DC Lite** i kanalen. Börja i den apikala delen och dra tillbaka spetsen långsamt under det att spetsen hela tiden är i cementet, för att undvika uppkomsten av porositeter.
- (5) Täck rotstiftets apikala ände med **CORE-FLO DC Lite**. Sätt stiftet försiktigt på plats i kanalen och håll det på plats med ett bestämt tryck under 20-30 sekunder.
- (6) Fortsätt trycka fram **CORE-FLO DC Lite** runt stiftet och bygg upp pelaren till önskad höjd och form.
- (7) Avlägsna överskottsmaterial och ljushärda i 40 sekunder genom att sätta ljusledaren så nära stiftet och pelaruppbyggnaden som möjligt.
- (8) Preparera och finishera pelaren på sedvanligt sätt med diamant- och karbidborr.

3. DENTINERSÄTTNINGSMATERIAL

- (1) Avgränsa arbetsfältet runt tanden och preparera tanden på ett konservativt sätt.
- (2) Applicera en adhesiv i enlighet med tillverkarens anvisningar; vi rekommenderar användningen av en BISCO-adhesiv.
- (3) Tryck fram **CORE-FLO DC Lite** endast upp till i höjd med dentin-entalgränsen
- (4) Ljushärda **CORE-FLO DC Lite** i 10 sekunder. Fortsätt fylla med ett ljushärdande komposit skiktvis tills kaviteten är fylld. Ljushärda i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- (5) Kontrollera ocklusionen och fortsätt med finisherings- och poleringsåtgärder.

HYGIEN OCH DESINFEKTION: Användningen av vanligen förekommande hygieniska skydd för att undvika kontamination av **CORE-FLO DC Lite** sprutan under behandlingen rekommenderas.

FÖRVARING: Förvara satsen vid rumstemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Se enskilda komponenters märkning för särskilda utgångsdatum.

GARANTI: BISCO, Inc. intygar skyldigheten att ersätta produkter som visats vara defekta. BISCO, Inc. påtar sig inte ansvarsskyldighet för skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta, som hänförs till föreskriven användning eller felaktig användning av produkterna. Före användning åligger det användaren att bedöma lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. Användaren påtar sig all risk och ansvarsskyldighet i förening därmed.

* CORE-FLO är ett varumärke som tillhör BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-BIS-DENT
www.bisco.com

EC Representative
BISICO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92

HULTÉN & Co ab
Limhamnsgårdens allé 17
216 16 Limhamn
Sweden
040- 15 66 77
www.bisco.se